

音声入力を起点に 電子薬歴機能を融合させた 全く新しい価値を創生します



自動音声認識・電子薬歴一体型システム

ENIF VOICE SP+A

**音声による
文字入力・画像遷移**

薬局専用辞書を搭載し、一人ひとりの話し方の特徴を学習する機能により、高度な音声認識を実現。文字入力に加えて画面遷移も音声で行えます。

聞き取り情報の充実

薬歴記載必須項目（ヒアリング項目）は、回答例を使って効果的に聞き取り可能！さらに、ヒアリングにタブレット※を利用すれば、患者さま自身の治療への意識が高まります。
※タブレットはオプションです

**データ保管
(クラウドサービス)**

保存データはNTTコミュニケーションズの設備内で、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿って厳格に管理されます。

服薬指導支援

聞き取り内容と処方薬の照合による禁忌の確認、添付文書情報の閲覧、先発品・後発品比較も簡単！服薬指導に必要な情報を素早く確認できます。

共創未来グループ 〒100-6613 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー12F
TEL: 03-6838-2820

ENIFvoice SP+Aは、NSIPS仕様で処方データを取り込んでいます
NSIPSとは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。NSIPSは公益社団法人福岡県薬剤師会の登録商標です。(商標登録 第5214610号)

種類	病院・診療所	薬局	店舗販売業
医療用医薬品	○	○	×
要指導医薬品	△	□	□
一般用医薬品	△	○	○
体外診断用医薬品	○	□	×
一般用	○	○	○
高度管理医療機器等	○	□	□
管理医療機器	○	○	○
一般医療機器	○	○	○

○：販売できます
×：販売できません
△：患者様の治療のために使用する場合は販売できます
□：販売できない場合があります

共創未来グループ

会社名	〒	住所	電話番号
東邦薬品株	100-6613	東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー 12F	03-6838-2810
酒井薬品株	181-8551	東京都三鷹市野崎1-11-22	0422-47-2135
株セイエル	730-0015	広島県広島市中区橋本町6-17 池尻ビル1F	082-502-6302
九州東邦株	812-8585	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46	092-641-3126
株幸輝	761-8057	香川県高松市田村町948	087-867-2620
沖縄東邦株	903-0117	沖縄県西原町翁長834 トムズビル1F	098-946-6000

会社名	〒	住所	電話番号
株大木	112-0013	東京都文京区音羽2-1-4	03-3947-2232
国分株	103-8241	東京都中央区日本橋1-1-1	03-3276-4251

2017年5月1日現在

ENIFくんにおまかせ

予防 診断 治療

夏の好支援
2017 SUMMER
vol.39

ENIFくん 4コマ劇場

1 外で遊ぶなら、日焼け止めと虫よけをしようネ！『ENIFくんにおまかせ』で予習済み

2 もう虫に刺された!? あっ薬も載ってたゾー!

3 ママが熱中症で倒れたー!!

4 栄養ドリンクを飲んでがんばらなと!!

今年も「ENIFくん」でおまかせのりきろー!

えっと熱中症は〜と!?


INDEX

POCT 機器 生活習慣病関連	1	熱中症〈塩分・水分補給〉	11~12
POCT 機器 / 試薬・血糖自己測定器	2~3	熱中症〈雑貨〉	13
感染症迅速検査キット	4~6	夏〈美容〉	15~16
家庭薬 クローズアップ	7	介護〈食品〉	17
夏〈虫よけ〉	8	介護〈雑貨〉	18
夏〈OTC外用〉	9		
夏〈OTC内服〉	10		

共創未来グループ



POCT機器 生活習慣病関連



POCT機器・血糖自己測定器

夏の好支援
vol.39 2017 SUMMER

※**検** 検体測定室対応機種

※**検** 検体測定室対応機種

コバス b 101 **検**

ロシュ・ダイアグノスティクス(株)

- 測定結果をQRコードで表示する新機能搭載
- HbA1cと脂質項目をそれぞれ約6分で測定
- 指先から全血を直接試薬ディスクに点着可能な簡単3ステップ操作
- 簡単に操作ができる日本語ナビゲートカラー液晶ディスプレイ
- 長3封筒並の省スペースと重さ2kgのコンパクトボディ

【寸法】:135W×234D×184Hmm
【重量】:2.0kg
【価格】:498,000円




【その他仕様】
プリンターまたはUSBメモリスティック用インターフェース
PC用インターフェース
バーコードスキャナー用インターフェース



専用試薬

HbA1c測定試薬ディスク
【体外診断用医薬品】
届出番号:13A2X00206000143



脂質測定試薬ディスク
【体外診断用医薬品】
届出番号:13A2X00206000144



DCA バンテージ **検**

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)

- 前処理も不要で操作は簡便
- HPLC法との相関も良好
- 微量アルブミン定量検査も可能
- 確固たる使用実績



【寸法】:287W×277D×254Hmm
【重量】:3.88kg
【価格】:380,000円

専用試薬

DCA2000 HbA1cカートリッジ
【体外診断用医薬品】
自己認証番号:13A2X10031000030



DCA2000 ミクロアルブミン・クレアチニンカートリッジ
【体外診断用医薬品】
承認番号:20900AM0017100



アリーア Afinion™ アナライザー **検**

アリーア メディカル(株)

- 簡単3ステップ操作
- タッチスクリーン採用&3ステップの簡単操作
- 測定後のテストカートリッジは密封され安全廃棄



【寸法】:170W×320D×170Hmm
【重量】:5kg
【価格】:550,000円

【その他仕様】
タッチパネル式カラーディスプレイ搭載、
メモリー容量 検体・コントロールともに各500回分

専用試薬

アリーア Afinion™ HbA1c
【体外診断用医薬品】
届出番号:12A2X10002000006



アリーア Afinion™ CRP
【体外診断用医薬品】
届出番号:12A2X10002000008



アリーア Afinion™ リピッド パネル
●脂質関連6項目*を迅速測定
*測定項目:総コレステロール、HDL-C、トリグリセリド
*測定項目:LDL-C、non-HDL-C、TG、HDL-C



アリーア Afinion™ ACR
●アルブミン/クレアチニン比



SD A1cCareシステム **検**

株マルコム


- HbA1cポータブル測定器、手のひらサイズで持ち運びも楽々!
- 電池稼働可能で電源不要、在宅医療等に最適
- 高精度・高速測定、CV3%以内を実現、測定時間は約3分
- テストキット保管温度は0~30度、使用期限18か月で無駄を軽減



【寸法】:163W×96D×52Hmm
【重量】:450g(電池を含む)
【価格】:190,000円

専用試薬

SD A1cCare HbA1c テストキット
●高い精度を実現。再現性:R2±0.08 精度:CV<3%
●常温で保管可能。有効期間:18ヶ月



スタットストリップ エクスプレス900 **検**

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)

- 干渉物質の影響を排除
- ヘマトクリットを実測・補正しその影響を排除
- 血糖値上限を900mg/dLまで拡大



【寸法】:58.4W×22.9D×91.4Hmm
【重量】:75g
【価格】:15,000円

【検体】:全血1.2μL
【反応時間】:6秒

アキュチェックガイドスターターキット 6月発売予定

ロシュDCジャパン(株)

- 高い精度 ISO15197:2013に完全適合
- 逆さまにしても落ちにくい試験紙容器
- 1枚ずつ取り出しやすい試験紙
- 広い点着エリアが失敗の少ない血糖測定をサポート
- 視認性の高いバックライトディスプレイと光る試験紙差込口



【寸法】:80W×47D×20Hmm
【重量】:約40g(電池を含む)

【価格】:15,500円

【検体】:全血0.8μL
【反応時間】:約9秒

アキュチェックガイドスターターキット (25枚入り×2箱) 内容

- アキュチェックガイド 1台
- アキュチェック セミディスコ 1本
- アキュチェック セミディスコ ランセット 60本(30本×2箱)
- アキュチェックガイドストリップ 50枚入り(25枚×2個)



アキュチェックガイドスターターキット (30枚入り×2箱) 内容

- アキュチェックガイド 1台
- アキュチェック セミディスコ 1本
- アキュチェック セミディスコ ランセット 60本(30本×2箱)
- アキュチェックガイドストリップ 60枚入り(30枚×2個)



コアグチェック® XS **検**

積水メディカル(株)

- 抗凝固療法のPT-INR測定をその場で実施できる血液凝固分析装置
- 血液検体は、毛細管穿刺・静脈採血による新鮮全血を使用

【寸法】:78W×138D×28Hmm
【重量】:127g(電池除く)
【価格】:120,000円



専用試薬

PTテストストリップ
【体外診断用医薬品】
承認番号:21900AM00266000



【検体】:全血10μL
【反応時間】:約1分
【価格】:24枚:14,000円
24枚:14,000円
4987502520617

スタットストリップXP3 **検**

ニプロ(株)

- 1台でグルコースとケトン体の測定が可能



【寸法】:59.9W×21.2D×97.9Hmm
【重量】:59g
【価格】:19,000円

【検体】:全血1.2μL
【反応時間】:6秒

メディセーフフィットスマイル メディセーフフィット **検**

テルモ(株)

- イラストと日本語でナビゲート、共通のチップは立体で個包装



【寸法】:105W×48D×23Hmm
【重量】:約80g(電池2本を含む)
【価格】:12,000円


【検体】:全血0.8μL
【反応時間】:約9秒

【寸法】:108W×38D×27Hmm
【重量】:約42g(電池2本を含む)
【価格】:10,500円

メディセーフフィット 血糖測定スタートセット **検**

テルモ(株)

- 血糖測定に必要なものがすべて入ったオールインワンセット
- 付属の針は穿刺器具と針を一体化した使い捨てタイプ



【検体】:全血0.8μL
【反応時間】:約9秒

【価格】:オープン価格

【薬局様向けセット構成】
●メディセーフフィット(1台)
●血糖管理医療機器
●特定保守管理医療機器
●承認番号:22100BZX00858
●メディセーフフィットチップ(0.8mm 30本入り×1箱)
●管理医療機器
●承認番号:225AFBZX00086
●メディセーフフィットチップ(30個入り×1箱)
【体外診断用医薬品】
承認番号:22100AMX02223



エクスペシア スライド **検**

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)

- わずか6μLの指先採血でPT-INRを約1分で測定
- イジェクターボタンによりテストストリップに触れずに廃棄が可能
- 付属のデータ管理ソフトヘーダータの転送および管理が可能



【寸法】:70W×40D×170Hmm
【重量】:300g(電池含む)
【価格】:135,000円

【検体】:全血(指先全血)
【反応時間】:約1分
100テスト(25テスト×4封筒):50,000円
4987559620155

専用試薬

エクスペシア PT-INR テストストリップ
●バーコードによるLot管理が可能
●血液点着しやすいテストストリップ設計



●保険点数は2017年5月現在のものです。 ●価格はメーカー希望価格(税抜)です。


●保険点数は2017年5月現在のものです。 ●価格はメーカー希望価格(税抜)です。

POCT機器 生活習慣病関連

POCT機器


血糖自己測定器

POCT機器



POCT機器・試薬

注(1) D012の26 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法) 150点※
 ※「26」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、「4」のマイコプラズマ抗体定性、若しくはマイコプラズマ抗体半定量又は「30」のマイコプラズマ抗原定性(FNA法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
 注(2) D012の25 インフルエンザウイルス抗原定性 147点
 注(3) D012の35 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く) 200点
 注(4) D012の20 A群β溶連菌迅速試験定性 134点
 注(5) D012の24 RSVウイルス抗原定性 146点※
 ※以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。
 ア入院中の患者 イ一歳未満の乳児 ウハリスマブ製剤の適用となる患者



感染症迅速検査キット



A群β溶連菌迅速試験定性(D012の20) 134点

POCT機器・試薬

クリニテック ステータス プラス

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)

- 10種類の多様な試験紙の測定が可能
- 使用する試験紙の種類を自動認識して測定
- より正確に尿中の蛋白質、アルブミンを評価
- 検査結果を内臓プリンターで打ち出し可能
- オンライン接続にも対応



【一般医療機器】
 【特定保守管理医療機器】
 届出番号 13B1X10041000022
 【寸法】:171W×158H×272D(mm)
 【重量】:1.66kg
 【価格】:148,000円
 4987559611283

専用試薬

N-マルティスティックスSG-L (体外診断用医薬品) 承認番号 16100AMZ03365000 100枚:9,500円 4987559823006	クリニテック ミクロアルブ・クレアチニンテスト (体外診断用医薬品) 承認番号 21100AMY00025000 25枚:12,000円 4987559820890
---	--

試験紙名	検査項目	ブドウ糖	ビリルビン	ケトン体	比重	pH	たん白	クレアチニン	潜血	尿酸	アルブミン	クレアチニン
N-マルティスティックス SG-L		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クリニテックミクロアルブ・クレアチニンテスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

尿定性検査試験紙 ウロペーパー III '栄研'

大塚製薬(株)

- 密閉性の高い新ボトルを採用
- 吸湿による変色リスクを低減
- スティックも取り出しやすくなりました



【体外診断用医薬品】
 承認番号 21600AMZ00655000

製品名	試験紙の取り扱い	包装単位	希釈率/検体価	測定項目
①ウロペーパー III '栄研' U.H.A.G.K.B.N.S.L.pH	●	100枚	9,500	U, H, A, G, K, B, N, S, L, pH
②ウロペーパー III '栄研' U.H.A.G.K.B.pH	●	7	5,800	U, H, A, G, K, B, pH
③ウロペーパー III '栄研' U.H.A.G.K.pH	●	6	5,200	U, H, A, G, K, pH
④ウロペーパー III '栄研' U.H.A.G.pH	●	5	4,600	U, H, A, G, pH
⑤ウロペーパー III '栄研' H.A.G.pH	●	4	3,200	H, A, G, pH
⑥ウロペーパー III '栄研' A.G.pH	●	3	1,400	A, G, pH

①ウロペーパー III '栄研' -10 U.H.A.G.K.B.N.S.L.pH 100枚:9,500円 4987035384519	②ウロペーパー III '栄研' -7 U.H.A.G.K.B.pH 100枚:5,800円 4987035384618	③ウロペーパー III '栄研' -6 U.H.A.G.K.pH 100枚:5,200円 4987035384717
④ウロペーパー III '栄研' -5 U.H.A.G.pH 100枚:4,500円 4987035384816	⑤ウロペーパー III '栄研' -4 H.A.G.pH 100枚:3,200円 4987035384915	⑥ウロペーパー III '栄研' -3 A.G.pH 100枚:1,400円 4987035385011

ラピッドピア

積水メディカル(株)

- 全血・血漿いずれも前処理なしで定量測定可能
- 測定時間は約10~15分、サーマルプリンタ内臓で結果報告もスピーディー&スムーズ
- 軽量・A4サイズ



【寸法】:205W×275D×96H(mm)
 【重量】:約1.4kg
 【価格】:500,000円
 4987502466465
 【一般医療機器】
 【特定保守管理医療機器】
 届出番号 13B2X00163224001

専用試薬

ラピッドチップ BNP 慢性心不全のモニタリングに ●測定範囲が広く、他法との相関良好 (体外診断用医薬品) 承認番号 221ADAMX00004000 20テスト:24,000円 要冷蔵 【検体】:血漿または全血 120μL (EDTA-2Na, EDTA-2K) 【反応時間】:約15分 4987502465345	ラピッドチップ H-FABP 急性心筋梗塞の早期診断補助に ●2.0~160ng/mLまで定量測定 (体外診断用医薬品) 承認番号 226ADAMX000211000 20テスト:27,000円 要冷蔵 【検体】:血漿または全血 120μL (ヘパリン, EDTA-2Na, EDTA-2K) 【反応時間】:約10分 4987502507410
ラピッドチップ Dダイマー 肺動脈血栓症の除外診断の補助に ●測定範囲が広く、他法との相関良好 (体外診断用医薬品) 承認番号 225ADAMX00125000 Dダイマー(D006の20) 141点 20テスト:25,000円 要冷蔵 【検体】:血漿または全血 120μL (ヘパリン, EDTA-2Na, EDTA-2K) 【反応時間】:約10分 4987502499579	

クイックチェイサー Immuno Reader

株ミズホメディー

- テストカートリッジを機器にセットするだけ、プリントアウトまでを自動化
- 自動判定の為、時間に制約されず個人差もなく迷いがありません



【一般医療機器】
 【特定保守管理医療機器】
 届出番号 14B2X10002000105
 【測定原理】
 イムノクロマト反射光測定法
 【寸法】:180W×200D×116H(mm)
 【重量】:約1.8kg
 【価格】:380,000円
 4987537820003

移動式免疫蛍光分析装置 スポットケム FLORA SF-5510

アーグレイ(株)

- FluAB、StrepAを測定可能(その他項目は随時追加予定)
- FluAB検査は最短1.5分から高感度な早期判定を実現
- 機器による測定時間管理、自動判定で検査業務を省力化
- A5サイズ未満、700g以下の小型軽量仕様
- 乾電池駆動が可能



クイックチェイサー Auto Myco ●顕増幅反応により高感度にマイコプラズマ抗原を検出 ●核酸増幅法(LAMP法)との比較で陽性一致率95.8%を実現 (体外診断用医薬品) 承認番号 22800EZ00053000 注(1) 10テスト:15,000円 【検体】:咽頭ぬぐい液 【反応時間】:15分 4987537483509	クイックチェイサー Auto Adeno ●咽頭ぬぐい液及び角結膜ぬぐい液に対応 (体外診断用医薬品) 承認番号 22500AMX00898000 注(3) 10テスト:18,000円 【検体】:咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液 【反応時間】:5分~10分(陽性の場合は10分) 4987537674903
クイックチェイサー Auto Flu A/B ●顕増幅反応により高感度な検出を実現、発症初期の判定に対応(ウイルス分離培養法との相関が良好) (体外診断用医薬品) 承認番号 22300AMX00568000 注(2) 10テスト:13,000円 【検体】:鼻汁ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、咽頭ぬぐい液 【反応時間】:3.5分~15分(陽性の場合は15分) 4987537678505	クイックチェイサー Auto RSV/Adeno ●RSVウイルスとアデノウイルスの同時検出が可能 ●顕増幅による高感度検出 (体外診断用医薬品) 承認番号 22700EZ00007000 注(5) 10テスト:20,000円 【検体】:鼻汁ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液 【反応時間】:3.5分~15分(陽性の場合は15分) 4987537676501

スポットケム FLORA StrepA ●検体到着後5分で判定 (体外診断用医薬品) 承認番号 22800EZ00004000 注(4) 10テスト:10,000円 【検体】:咽頭ぬぐい液 【反応時間】:5分 4987486008538	スポットケム FLORA FluAB ●1.5分、2.5分、4分、6分のタイミングで早期判定 (体外診断用医薬品) 承認番号 22800EZ00045000 注(2) 10テスト:13,000円 【検体】:鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液 【反応時間】:1分 4987486008521
---	--

クイックナビ™-StrepA

大塚製薬(株)

- 抽出液調製が「ワンステップ」全量滴加タイプで簡便
- 優れた感度 培養法との陽性一致率:99.2%
- 判定時間5分 陽性の約90%が2分以内に判定可能



【検体】:咽頭ぬぐい液
 【反応時間】:~5分
 10テスト:11,000円
 4987035554516

ラピッドテスタ® ストレッパA

積水メディカル(株)

- 検体抽出液は1つのボトルに分注済み
- 試薬調整が1ステップ
- 5分で判定可能



【検体】:咽頭ぬぐい液
 【反応時間】:5分
 10テスト:9,000円
 4987502408731

クイックチェイサー® Strep A

株ミズホメディー

- 唾液の影響を受けにくい特異性の高い試薬
- 陽性は3分から判定可能
- 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減



【検体】:咽頭ぬぐい液
 【反応時間】:3~5分(陰性確定は5分)
 10テスト:8,700円
 4987537677508

クイックビュー Dipstick Strep A

DSファーマバイオメディカル(株)

- 検体液にスティックをつけるだけの簡単操作
- 見やすい2色のライン
- 50テスト包装は、省スペース+少廃棄物




【検体】:咽頭ぬぐい液
 【反応時間】:5分
 10テスト:8,800円
 4987116403139
 50テスト:44,000円
 4987116404020

クイックナビ™-アデノ

大塚製薬(株)

- 植毛型綿棒採用。ウイルス採取率が平均約10倍!
- クイックナビシリーズで検体共用可能 (Flu, RSV, Flu+RSV)



【検体】:咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
 【反応時間】:~8分
 10テスト:17,000円
 4987035246213

クイックチェイサー® Adeno

株ミズホメディー

- 滴下数&判定時間の表記で操作ミスを軽減
- クイックチェイサーの3製品(Flu, Adeno, RSV)の抽出液が共通。試料の残液を相互に使用して検査が可能



【検体】:咽頭ぬぐい液、角結膜ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
 【反応時間】:7分
 10テスト:17,000円
 4987537674507

ラピッドテスタ® hsアデノ

積水メディカル(株)

- 検体抽出から1ステップの簡単操作
- 検体抽出後、10分で判定可能
- 高い感度を実現



【検体】:咽頭ぬぐい液
 【反応時間】:10分
 10テスト:16,800円
 4987502425868

イムノエース®アデノ

株タウンズ

- 陽性は3分から判定が可能(陰性判定は8分)
- ブラックラインでくっきり判定
- 4種類の検体が使用可能 (咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、角結膜ぬぐい液)
- 検体抽出液はイムノエース®(Flu, Adeno, RSV, Neo, hMPV)に共通使用が可能



【検体】:咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、角結膜ぬぐい液
 【反応時間】:3~8分
 10テスト:17,000円
 4987815003500
 30テスト:51,000円
 4987815003401

●保険点数は2017年5月現在のものです。 ●価格はメーカー希望価格(税抜)です。

●保険点数は2017年5月現在のものです。 ●価格はメーカー希望価格(税抜)です。

感染症迅速検査キット

肺炎球菌細胞壁抗原定性 (D012の35) 200点

ラピラン® 肺炎球菌/ラピラン® 肺炎球菌HS(中耳・副鼻腔炎)

大塚製薬(株)

- 肺炎球菌**
- 局所試料(喀痰、上咽頭ぬぐい)を用いた肺炎球菌抗原の迅速診断キット
 - 培養検査と良好な相関
- 肺炎球菌HS**
- 耳鼻科領域の肺炎球菌迅速診断キット
 - 高い検出感度



【検体】: 喀痰、上咽頭ぬぐい
【反応時間】: 20分

【検体】: 中耳貯留液・耳漏、上咽頭(鼻咽喉)鼻汁
【反応時間】: 15分

クイックチェイサー® 肺炎球菌

株式会社ミズホメディ

- 尿を滴下するだけの簡単操作でらくらく判定
- 陽性判定は5分から。スピーディーに判定可能
- 最小検出感度 2.5×10^2 CFU/mL の高感度




【検体】: 尿
【反応時間】: 5分~10分(陰性確定は10分)

ヒトメタニューモウイルス抗原定性 (D012の26) 150点 注1

クイックチェイサー® hMPV

株式会社ミズホメディ

- テストプレートに滴下数&判定時間の表記で、操作ミスを軽減
- 1ステップの簡単操作
- 痛さを軽減したスポンジタイプのやわらかスワブを採用



【検体】: 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5分~10分(陰性確定は10分)

イムノエース® hMPV

株式会社タウンズ

- 陽性は3分から判定が可能(陰性判定は8分)
- 患者様に負担の少ない優しいスワブを採用
- 3種類の検体が使用可能(咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液)
- 検体抽出液はイムノエース®(Flu、アデノ、RSV Neo、hMPV)に共通使用が可能
- 有効期間(製造後)が27ヶ月になりました。




【検体】: 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 3分~8分

レジオネラ抗原定性 (尿) (D012の42) 229点

イムノキャッチ®-肺炎球菌

栄研化学(株)

- 原尿を滴下するだけの簡便な1step操作
- 展開試薬や検体の滴下数を確認する操作が不要
- 同じ尿検体から、肺炎球菌とレジオネラ属菌の同時検査が可能
- 反応時間は15分
- クリアな判定像で視認性アップ



【検体】: 尿
【反応時間】: 15分

イムノキャッチ®-レジオネラ

栄研化学(株)

- 原尿を滴下するだけの簡便な1step操作
- 展開試薬や検体の滴下数を確認する操作が不要
- 同じ尿検体から、肺炎球菌とレジオネラ属菌の同時検査が可能
- 反応時間は15分
- クリアな判定像で視認性アップ




【検体】: 尿
【反応時間】: 15分

RSウイルス抗原定性 (D012の24) 146点 注2
もしくは、ヒトメタニューモウイルス抗原定性 (D012の26) 150点 注1

クイックチェイサー® RSV/hMPV

株式会社ミズホメディ

- 1回の検査でRSVとhMPVの同時検出が可能
- テストプレートに滴下数&判定時間の表記で、操作ミスを軽減
- 痛さを軽減したスポンジタイプのやわらかスワブを採用



【検体】: 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、咽頭ぬぐい液
(RSVは咽頭ぬぐい液は使用できません)
【反応時間】: 5分~10分(陰性確定は10分)

RSウイルス抗原定性 (D012の24) 146点 注2
もしくは、アデノウイルス抗原定性(糞便を除く) (D012の35) 200点

ラピッドテスタ® RSV・アデノ

積水メディカル(株)

- 1回の操作でRSウイルスとアデノウイルスの同時検出が可能
- 検体抽出から1ステップの簡単操作
- 10分で判定可能



【検体】: 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】: 10分

RSV/hMPV

RSV/アデノ

インフルエンザウイルス抗原定性 (D012の25) 147点
もしくは、RSウイルス抗原定性 (D012の24) 146点 注2

クイックナビ™-Flu+RSV

大塚製薬(株)

- インフルエンザA、インフルエンザB、RSVが1デバイスで同時検出が可能
- クイックナビシリーズで検体共用可能(Flu、アデノ、RSV)
- 植毛型綿棒採用
- 優れた感度・特異性



【検体】: 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液
【反応時間】: ~8分

FLU/RSV

ノロ/ロタ

IPライン® デウオ「ノロ・ロタ」

株式会社カインズ

- ノロウイルスとロタウイルスを同時検出可能
- 陽性は5分から判定可能
- 直腸から採取した検体も使用可能
- 有効期間を24カ月に延長



【検体】: 糞便
【反応時間】: 15分

リボテスト® マイコプラズマ

極東製薬工業(株)

- 抗原検査により肺炎マイコプラズマの早期検出が可能
- 咽頭ぬぐい液を使用した調製検体を滴下するだけの簡単操作
- リボソームタンパク質「L7/L12」の菌種に固有な領域を識別



【検体】: 咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 15分

クイックチェイサー® Myco

株式会社ミズホメディ

- リアルタイムPCR法との比較で陽性一致率82.1%を実現
- テストプレートに滴下数&判定時間の表記で、操作ミスを軽減
- 1ステップの簡単操作




【検体】: 咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5分~15分(陰性確定は15分)

イムノエース® マイコプラズマ

株式会社タウンズ

- 陽性判定は5分から可能(陰性判定は15分)
- 検体採取・リリースに優れた植毛スワブを採用
- 使い易い、抽出液が分注された容器を採用
- 容器の取り違い防止のために、容器を「紫色」に着色、アルミシールに「Myco」と印字しました



【検体】: 咽頭ぬぐい液
【反応時間】: 5~15分

感染症項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
インフルエンザ	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
RSウイルス	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
アデノウイルス(咽頭結膜熱(プール熱))	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
アデノウイルス(胃腸炎)	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
A群β溶血連鎖球菌	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
肺炎球菌	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
レジオネラ	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
hMPV	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
マイコプラズマ	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
ロタウイルス	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●
ノロウイルス	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●

この時期が多い

● 保険点数は2017年5月現在のものです。 ● 価格はメーカー希望価格(税抜)です。

無料 感染症指導箋シリーズ 患者様のために!! *ご希望の際には、ENIFをご利用頂くか、弊社営業担当までご連絡ください。

積水メディカル(株)	株式会社ミズホメディ	極東製薬工業(株)
インフルエンザ 10冊 260077778317	インフルエンザ 25冊 260077778485	マイコプラズマ 25冊 260077778836
溶連菌感染症 10冊 260077778331	RSウイルス 25冊 260077778461	ヒトメタニューモウイルス 25冊 260077778775
アデノウイルス感染症 10冊 260077778324	RSウイルス感染症 10冊 260077778348	紙スタンド1種用 1枚 260077778447
感染性胃腸炎 10冊 260077778553	指導箋POPスタンド 1個 260077778386	紙スタンド4種用 1枚 260077778454
		マイコプラズマ 20冊(スタンド付) 260077778522

● 保険点数は2017年5月現在のものです。 ● 価格はメーカー希望価格(税抜)です。